

EM131 Barella pieghevole - EASYRED

Destinazione d'uso

Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza

Caratteristiche principali

Barella pieghevole per emergenza, in lunghezza ed in larghezza, struttura realizzata in alluminio anodizzato con telo in CANVAS ad alta resistenza, antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Dotata di 4 piedini di sostegno in alluminio. Con busta per il trasporto.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	YDC-1A9
Codice Importatore / Distributore	EM131
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424623

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	160 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Telo	Vinile spalmato poliestere

DIMENSIONI

Barella Chiusa	110 x 18 x 11 Cm
Barella Aperta	221 x 53 x 15 Cm
Peso	5,5 Kg