

EM186 | Telo portaferiti – EASYRED

Destinazione d'uso

Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza

Caratteristiche principali

Telo in Nylon, impermeabile e lavabile, con 10 maniglie per il trasporto. Completo di borsa

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	CST-01
Codice Importatore / Distributore	EM186
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424636

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	100 Kg
Confezionamento	Borsa di trasporto.

MATERIALI PRINCIPALI

Telo	Nylon
-------------	-------

DIMENSIONI

Telo	200 x 75 Cm
Borsa	60 x 23 Cm
Peso	3 Kg