

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

IM120	Imbracatura per solleva malati contenitiva con stecche di rinforzo
--------------	---

Destinazione d'uso
Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

Imbracatura per il sostenimento di tutto il corpo inclusa la testa dotata di supporti in policarbonato per irrigidimento delle zone della testa e lombare. Realizzata in Poliestere 100% in tessuto a Rete od in Tela, adatto anche a contatto con l'acqua. Una robusta cinghia spinata orla in modo continuo l'imbracatura e forma ad ogni estremità un occhiello con tre punti di aggancio. Cuciture in filo di Poliestere. Testata secondo la norma EN 10535.
--

Immagine del prodotto




RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	40535
Codice Classificazione EMDN - CND	V0805038002
Repertorio Dispositivi Medici	2515087
Norma tecnica di riferimento	EN 10535 e EN 1021-1/2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale	100% Poliestere
Portata MAX	250 Kg

MISURE					
	Taglia	A	B	C	D
	M	137cm	100cm	91cm	40cm
	L	137cm	110cm	91cm	50cm
	XL	145cm	120cm	91cm	56cm
VARIANTI PRODOTTO					
Tessuto in tela					
IM120M – Medium			IM120XL – X Large		
IM120L – Large					