

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 06 – 26.06.2026 |

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>IM140</b> | <b>Imbracatura per solleva malati senza poggiatesta per toilette</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

**Caratteristiche principali**

Imbracatura per il sostenimento di tutto il corpo esclusa la testa specificatamente disegnata per l'uso in toilette e per operazioni igieniche. Realizzata in Poliestere 100% in tessuto a Rete od in Tela, adatto anche a contatto con l'acqua. Una robusta cinghia spinata orla in modo continuo l'imbracatura e forma ad ogni estremità un occhiello con tre punti di aggancio. Cuciture in filo di Poliestere. Testata secondo la norma EN 10535.

**Immagine del prodotto**




**RIFERIMENTI**

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Fabbricante</b>                       | MORETTI S.P.A.         |
| <b>Paese di produzione</b>               | ITALIA                 |
| <b>Classe di dispositivo</b>             | Classe I               |
| <b>Codice GMDN</b>                       | 40535                  |
| <b>Codice Classificazione EMDN - CND</b> | V0805038002            |
| <b>Repertorio Dispositivi Medici</b>     | 2515092                |
| <b>Norma tecnica di riferimento</b>      | EN 10535 e EN 1021-1/2 |

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Materiale</b>   | 100% Poliestere |
| <b>Portata MAX</b> | 250 Kg          |

**MISURE**



| Taglia    | A    | B     | C    | D    |
|-----------|------|-------|------|------|
| <b>S</b>  | 83cm | 87cm  | 22cm | 42cm |
| <b>M</b>  | 87cm | 95cm  | 25cm | 50cm |
| <b>L</b>  | 90cm | 103cm | 29cm | 58cm |
| <b>XL</b> | 95cm | 112cm | 32cm | 66cm |

**VARIANTI PRODOTTO**

**Tessuto in rete**

IM140S – Small

IM140L – Large

IM140M – Medium

IM140XL – X Large