

LAD468
Materasso antidecubito ad elementi intercambiabili con compressore con regolazione PIUMA UP 2 – Materasso 13 Cm
Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III STADIO. I primi tre elementi a funzionamento statico con funzione cuscino per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione e pulizia. Valvola CPR inclusa. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Il compressore è dotato di regolazione di pressione manuale e filtro aria intercambiabile.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35689
Codice di classificazione EMDN - CND	V080701
Repertorio Dispositivi Medici	2233341
Codice nomenclatore DM 332/99	03.33.06.021
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	04.33.06.018

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220 / 50-60 Hz
Cavo di alimentazione	2 Mt
Classificazione elettrica	Classe II Tipo BF
Fusibile	T1A 250V
Pressione erogata	40 - 100 mmHg
Uscita d'aria	6 / 7 l/min.
Rumorosità	32 -34 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tempo di un ciclo	12 Min
Peso Max paziente	160 Kg
Protezione	IP21
Tempo di deflazione (CPR)	Circa 15 Secondi Variabile
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Materasso	Nylon + PVC
Coperta	Nylon + PU
DIMENSIONI	
Dimensioni compressore	27x13x10,50 cm
Peso compressore	1,10 Kg
Dimensioni materasso	196 x 86 Cm
Numero elementi	17
Altezza elementi gonfi	13 Cm
Elementi microforati	8
OPTIONAL	
LAR702 - Coperta Bielastica	
COMPONENTI	
LAR401 – Materasso Nylon / PVC	LAR244 - Compressore PIUMA UP 2