

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

LT130	Aerosol professionale AIR-THERAPY
--------------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per aerosol terapia.

Caratteristiche principali

Apparecchio professionale per aerosolterapia. Silenzioso, con struttura in ABS autoestinguente, pratico e semplice da utilizzare e stato studiato per terapie intensive in cliniche, ospedali, ambulatori e in ambito domiciliare. Produce una nebulizzazione finissima del medicinale che gli permette di raggiungere anche le basse vie respiratorie, aumentando l'efficacia del trattamento. Dotato di motore a pistone esente da manutenzione, con ampio vano per accessori e farmaci

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	CA-MI Srl.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe IIa
Codice di classificazione CND	Z12159002

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AIR THERAPY (LT130)
ALIMENTAZIONE	230V~ / 50Hz
POTENZA ASSORBITA	184VA
FUSIBILE	F 1 x 1.6A L 250V
PRESSIONE MASSIMA	250 kPa (2.5 Bar)
FLUSSO MASSIMO (al compressore)	16 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESSIONE OPERATIVA	130 kPa (1.30 Bar)
FLUSSO OPERATIVO	5.2 l/min a 130 kPa
NEBULIZZAZIONE	0.50 ml/min con 4ml di soluzione NaCl 0.9%
MMAD (misurato in accordo alla EN 13544-1)	3.25 μ m
GSD	3.45
PESO	2.20 Kg
DIMENSIONI	255 x 190 x 165 (h) mm
LIVELLO MASSIMO SONORO	Approx. 57 dB (A)
FUNZIONAMENTO	Continuo
VOLUME MINIMO DI RIEMPIMENTO NEBULIZZATORE	2ml
VOLUME MASSIMO RIEMPIMENTO NEBULIZZATORE	6ml
CONDIZIONI DI ESERCIZIO	Temperatura ambiente: 10 ÷ 40°C Percentuale umidità ambiente: 20 ÷ 85% RH Altitudine: 0 ÷ 2000m s.l.m.