

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

LTA450	Aspiratore chirurgico ASPIMED 4.1 – Vasi da 2 lt
---------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per l'aspirazione nasale, orale, tracheale di liquidi corporei e per applicazioni di piccola chirurgia.

Caratteristiche principali

Aspiratore chirurgico ad alimentazione elettrica per aspirazioni di liquidi corporei, da utilizzare in sala operatoria e corsia ospedaliera, consente impiego continuo e facilità di trasporto. 4 ruote antistatiche di cui due con freno. Maniglia di trascinamento telescopica. Corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee. 2 vasi di raccolta secreti in polycarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno. Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabile. Filtri antibatterici 99%, idrofobico (2 pezzi). Regolatore di aspirazione con vuotometro scala bar/Psi. Deviatore di flusso automatico per il facile passaggio da un vaso all'altro, evita il contatto con parti contaminate.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	3A HEALTHCARE
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe IIa
Codice di classificazione GMDN	36777
Codice di classificazione CND	Z120105

CARATTERISTICHE TECNICHE

Definizione secondo EN ISO 10079-1	ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO
Alimentazione	230V / 50-60 Hz
Fusibile	1 x 250V T2.5A
Potenza assorbita	300 VA
Funzionamento	Continuo
Vuoto massimo	0 – 0,90 bar / 0 -90 kPa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ciclo di utilizzo	<i>Continuo</i>
Portata d'aria	<i>60 l/min</i>
Vuoto Max	<i>0 – 85 kPa</i>
Classificazione Elettrica	<i>Classe di isolamento II di tipo B</i>
Protezione liquidi	<i>IP20</i>
Vasi	<i>2 x 2 Lt</i>

DIMENSIONI

			
L: 470 mm	P: 580 mm	H: 560 ÷ 730 mm	15 kg