

LTK160

Aerosol NYXY Family

**Destinazione d'uso**

Dispositivo per aerosol terapia.

**Caratteristiche principali**

Apparecchio per aerosolterapia, compressore a pistone con motore ad induzione. Alte prestazioni di nebulizzazione controllate grazie all'ampolla nebulizzatrice con sistema valvolare Fasterjet®, filtro ad aria, dimensioni contenute, vano porta accessori e vano porta cavo di alimentazione.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**
**Fabbricante ai sensi 93/42**

3A HEALTHCARE

**Paese di produzione**

ITALIA

**Classe di dispositivo 93/42**

Classe IIA

**Codice di classificazione GMDN**

35457

**Codice di classificazione CND**

Z12159002

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
**Flusso d'aria**

14 l/min libero; 0 – 6 l/min operativo

**Pressione massima**

250 KPa / 36 Psi

**Pressione d'esercizio**

90 KPa / 15 Psi

**Flusso medio nebulizzazione**

Min 0,55 ml con rubinetto chiuso

**Capacità di medicazione**

2 – 16 ml

**Nebulizzazione**

&lt; 5 µm 80%

**MMAD**

2,92µm

**Rumorosità**

55 dBA

**Modo d'uso**

Continuo

**Alimentazione**

230V – 50 Hz

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
<b>Maschera</b>	<i>PVC</i>
<b>Accessori</b>	<i>Polipropilene</i>
DIMENSIONI	
<b>Dimensioni</b>	<i>180 x 255 x 120h mm</i>
<b>Peso</b>	<i>1,5 Kg</i>
ELENCO COMPONENTI DA MONTARE	
<b>Fondamentali</b>	<i>Compressore  Ampolla Fasterjet®  Maschera adulto  Ricambio filtro Porex®  Tubo in PVC con raccordi  Elastico per mascherina</i>
<b>Opzionali</b>	<i>Boccaglio con valvola  Forcella nasale  Maschera bambino</i>