

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

LTK170	Aerosol a pistone PRO
---------------	------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo per aerosol terapia.

Caratteristiche principali

Silenzioso, struttura in ABS, pratico e semplice da utilizzare, studiato per uso ambulatoriale e domiciliare. Ultrarapido e professionale, grazie al nebulizzatore Fasterjet® con sistema valvolare sincronizzato alla respirazione produce una nebulizzazione finissima del medicinale che gli permette di raggiungere anche le basse vie respiratorie, aumentando l'efficacia del trattamento controllando e ottimizzando l'apporto terapeutico del farmaco alle caratteristiche respiratorie del paziente. Filtra l'aria in aspirazione mediante filtro Porex® sostituibile.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	3A HEALTHCARE
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe IIA
Codice di classificazione GMDN	35457
Codice di classificazione CND	Z12159002

CARATTERISTICHE TECNICHE

Flusso d'aria	15 l/min libero; 0 – 6,8 l/min operativo
Pressione massima	250 kPa / 36 Psi
Pressione d'esercizio	0 – 110 Kpa
Flusso medio nebulizzazione	Min 0,60 ml con rubinetto chiuso
Capacità di medicazione	2 – 16 ml
Nebulizzazione	< 0,5 µm
MMAD	2,7 µm
Rumorosità	55 dBA
Modo d'uso	Continuo
Alimentazione	230V – 50 Hz

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Maschera	<i>PVC</i>
Accessori	<i>Polipropilene</i>
DIMENSIONI	
Dimensioni	<i>357 x 196 x 185 mm</i>
Peso	<i>2,5 Kg</i>
ELENCO COMPONENTI DA MONTARE	
Fondamentali	<i>Compressore</i> <i>Ampolla Fasterjet®</i> <i>Maschera adulto</i> <i>Ricambio filtro Porex®</i> <i>Tube in PVC con raccordi</i> <i>Elastico per mascherina</i>
Opzionali	<i>Boccaglio con valvola</i> <i>Forcella nasale</i> <i>Maschera bambino</i>