

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 29.05.2024	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI095	Alzamalati da letto con testata – serie IBISCO
-------	--

Destinazione d'uso

Alzamalati da Letto per degenza ospedaliera o domiciliare con testata

Caratteristiche principali

Struttura molto robusta in tubolare cilindrico di acciaio cromato rinforzato \varnothing 30 mm, di facile installazione grazie ai supporti già presenti nei letti della serie IBISCO.. Maniglia ergonomica in ABS regolabile in altezza tramite cinghia in polietilene.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Repertorio dei Dispositivi Medici	1737271
Codice GMDN	34868
Codice di classificazione EMDN - CND	Y181230
Codice nomenclatore DM 332/99	12.30.09.103
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

PESO E DIMENSIONI

Larghezza	11 Cm
Profondità	65 Cm
Altezza	155 Cm
Portata Max	75 Kg
Peso	6 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Supporto	ABS