

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 29.05.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI140	Letto per degenza elettrico – TULIPANO Made in Italy
-------	--

**Destinazione d'uso**

Letto per degenza ospedaliera o domiciliare

**Caratteristiche principali**

Letto elettrico tre sezioni. Struttura molto robusta in tubolare cilindrico di acciaio  $\varnothing$  30 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldato, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione. Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con azionamenti elettrica. Produzione ITALIANA interna a MORETTI SPA.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	30031
Codice di classificazione EMDN – CND	V08060101
Repertorio dei Dispositivi Medici	1391357
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.10.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.12.10.003
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

**PESO E DIMENSIONI**

Dimensioni massime letto	123 x 206 Cm
Dimensioni piano rete	120 x 200 Cm
Altezza rete	50 Cm
Altezza testata	104 Cm
Altezza pediera	104 Cm
Peso Max	180 Kg
Peso	49 Kg
Volume	0,40 Mc

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Acciaio</i>
<b>Testate e pediere</b>	<i>Pannello MDF (Nobilitato)</i>

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

<b>Motorizzazione</b>	<i>Ti-MOTION Serie TA7</i>
<b>Alimentazione</b>	<i>220V Ac 50-60 Hz</i>
<b>Tensione in uscita dalla centralina</b>	<i>24V Dc</i>
<b>Classe di protezione</b>	<i>IP 54</i>
<b>Classe di isolamento</b>	<i>Classe 2</i>
<b>Livello di rumorosità</b>	<i>&lt; 45 dB</i>

**ACCESSORI**

<b>MI094</b>	<i>Alzamalati da letto</i>
<b>MI097</b>	<i>Alzamalati da letto con base</i>
<b>MP180</b>	<i>Sponde da letto ribaltabili in alluminio</i>
<b>MP181</b>	<i>Sponde da letto ribaltabili in acciaio</i>
<b>MI190</b>	<i>Base con movimento idraulico</i>
<b>MI195</b>	<i>Base con movimento elettrico</i>
<b>MPR051</b>	<i>Kit 4 Ruote piroettanti con freno</i>