

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 06.05.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI190	Base solleva letto a movimenti idraulico
-------	--

Destinazione d'uso

Base solleva letto adatto a letti MOPEDIA

Caratteristiche principali

Struttura in acciaio verniciato. Movimento tramite pompa idraulica.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	Y181212
Repertorio dei Dispositivi Medici	1391356
Codice nomenclatore	18.12.12.106
Norma tecnica di riferimento	60601-2-52

PESO E DIMENSIONI

Larghezza	110 Cm (ingombro con pedale)
Lunghezza	126 Cm
Altezza della base da terra	Regolabile da 45 ad 80 Cm
Minimo ingombro da terra	15.5 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Movimentazione	Pompa idraulica