

SCHEMA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 05.04.2023 Modulo STD
-------------------------------	--

MI320	Lettino da visita medica elettrico, 3 sezioni – LYTUS – 62 cm
-------	---

Destinazione d'uso

Letto da visita medica a 3 sezioni indipendenti a movimentazione elettrica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente in particolar modo per quanto concerne visite ginecologiche.

Caratteristiche principali

Letto a tre sezioni indipendenti, con altezza e schienale regolabili elettricamente tramite attuatori elettrici con telecomando a filo estensibile e sezione gambale regolabile manualmente tramite molla a gas. Equipaggiato con reggicoscie anatomici in PU, regolabili in altezza ed orientabili a 360° per adattarsi al meglio alle esigenze di medico e paziente, Con bacinella raccogli-liquidi estraibile in acciaio inox. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm, Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguento classe di reazione al fuoco 1IM.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	38870
Codice di classificazione CND – EMDN	V080603
Numero di repertorio	2402949

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Elettrica con motori LINAK
Peso Max	200 Kg
Classe di Isolamento	Classe 2
Parte Applicata	Tipo B
Alimentazione	220-240V AC 50 Hz 2,5A
Tensione in uscita dalla centralina	24 V DC

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Classe di protezione	IP X6
Rumorosità	< 45 dB
Forza richiesta per attivazione telecomando	5 N
Inclinazione schienale	Da 0° a 70°
Inclinazione gambale	Da 0° a 90°
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle
DIMENSIONI	
Altezza	52 – 92 Cm
Ingombro massimo	193 x 85 Cm (con reggicosce)
Dimensioni piano	193 x 62 Cm
Peso	62 Kg
Dimensioni imballo	185 x 72 x 57h Cm
Peso imballo	70 Kg
ACCESSORI DISPONIBILI	
MIA306 – Asta flebo regolabile	MIA312 – Coppia di spondine laterali
MIA315X – Coppia di braccioli imbottiti rivestiti in similpelle (X= colore)	MIA316 – Coppia braccioli prelievo stampati in PU
MR333 – Comando elettrico a pedale per elevazione e schienale	MIA398 – Portarotolo lato testa
COLORI DISPONIBILI	
MI320B - Bianco	MI320BLU - Bianco
MI320N - Nero	MI320V - Verde