

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 05.04.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI321	Lettino da visita medica elettrico con ruote, 3 sezioni – LYTUS – 62 cm
-------	---

Destinazione d'uso

Letto da visita medica a 3 sezioni indipendenti a movimentazione elettrica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente in particolar modo per quanto concerne visite ginecologiche.

Caratteristiche principali

Letto a tre sezioni indipendenti, con altezza e schienale regolabili elettricamente tramite attuatori elettrici con telecomando a filo estensibile e sezione gambale regolabile manualmente tramite molla a gas. Equipaggiato con reggicoscie anatomici in PU, regolabili in altezza ed orientabili a 360° per adattarsi al meglio alle esigenze di medico e paziente, Con bacinella raccogli-liquidi estraibile in acciaio inox. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm, Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente classe di reazione al fuoco 1IM. N.4 Ruote piroettanti azionabili tramite pedali laterali.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	38870
Codice di classificazione CND – EMDN	V080603
Numero di repertorio	2338448

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Elettrica con motori LINAK
Peso Max	200 Kg
Classe di Isolamento	Classe 2
Parte Applicata	Tipo B
Alimentazione	220-240V AC 50 Hz 2,5A
Tensione in uscita dalla centralina	24 V DC
Classe di protezione	IP X6

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Rumorosità	< 45 dB
Forza richiesta per attivazione telecomando	5 N
Inclinazione schienale	Da 0° a 70°
Inclinazione gambale	Da 0° a 90°
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle
DIMENSIONI	
Altezza	52 – 92 Cm
Ingombro massimo	193 x 85 Cm (con reggicosce)
Dimensioni piano	193 x 62 Cm
Peso	65 Kg
Dimensioni imballo	185 x 72 x 57h Cm
Peso imballo	73 Kg
ACCESSORI DISPONIBILI	
MIA306 – Asta flebo regolabile	MIA312 – Coppia di spondine laterali
MIA315X – Coppia di braccioli imbottiti rivestiti in similpelle (X= colore)	MIA316 – Coppia braccioli prelievo stampati in PU
MR333 – Comando elettrico a pedale per elevazione e schienale	MIA398 – Portarotolo lato testa
COLORI DISPONIBILI	
MI321B - Bianco	MI321BLU - Bianco
MI321N - Nero	MI321V - Verde