

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

MI330	Lettino da visita medica elettrico – LYTUS – 80 cm
--------------	---

Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.
--

Caratteristiche principali

Lettino con altezza e schienale regolabili elettricamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Portarotolo opzionale.
--

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34870
Codice di classificazione EMDN – CND	V080603
Numero di repertorio	2477520

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Elettrica con motori LINAK
Peso Max	200 Kg
Classe di Isolamento	Classe 2
Parte Applicata	Tipo B
Alimentazione	220-240V AC 50 Hz 2,5A
Tensione in uscita dalla centralina	24 V DC
Classe di protezione	IP X6
Rumorosità	< 45 dB
Forza richiesta per attivazione telecomando	5 N
Inclinazione schienale	Max 60°

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle
DIMENSIONI	
Altezza	52 – 86 Cm
Ingombro massimo	202 x 80 Cm
Dimensioni piano	202 x 80 Cm
Peso	67 Kg
Dimensioni imballo	178,5 x 73 x 53,5h Cm
Peso imballo	75 Kg
ACCESSORI DISPONIBILI	
MIA300 - Kit barre perimetrali per elevazione	MIA311 – Coppia sponde ribaltabili
MIA305 – Asta flebo regolabile	MIA393 – Portarotolo lato piedi
MIA398 – Portarotolo lato testa	MR332 – Pedaliera elettrico per elevazione letto
COLORI DISPONIBILI	
MI330BLU – Blu	MI330B – Bianco
MI330N – Nero	