

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MI335	Lettino da visita medica idraulico – LYTUS – 80 cm
--------------	---

Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

Caratteristiche principali

Lettino con altezza e schienale regolabili meccanicamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Portarotolo opzionale.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34871
Codice di classificazione EMDN - CND	V080603
Numero di repertorio	2477529

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Meccanica tramite pompa idraulica
Peso Max	180 Kg
Forza richiesta per attivazione pedale	30 N
Inclinazione schienale	Max 60°

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle

DIMENSIONI	
Altezza	52 – 86 Cm
Ingombro massimo	202 x 80 Cm
Dimensioni piano	202 x 80 Cm
Peso	68 Kg
Dimensioni imballo	204 x 73 x 53,5h Cm
Peso imballo	75 Kg
ACCESSORI DISPONIBILI	
MIA398 – Portarotolo lato testa	MIA311 – Coppia sponde ribaltabili
MIA305 – Asta flebo regolabile	MIA393 – Portarotolo lato piedi
COLORI DISPONIBILI	
MI335BLU – Blu	MI335B – Bianco
MI335N – Nero	