

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MI336	Lettino da visita medica idraulico con ruote – LYTUS – 80 cm
--------------	---

Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

Caratteristiche principali

Lettino con altezza e schienale regolabili meccanicamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Ruote azionabili tramite pedali. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Portarotolo opzionale.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34871
Codice di classificazione EMDN - CND	V080603
Numero di repertorio	2477532

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Meccanica tramite pompa idraulica
Peso Max	180 Kg
Forza richiesta per attivazione pedale	30 N
Inclinazione schienale	Max 60°

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle

DIMENSIONI	
Altezza	<i>52 – 86 Cm</i>
Ingombro massimo	<i>202 x 80 Cm</i>
Dimensioni piano	<i>202 x 80 Cm</i>
Peso	<i>71 Kg</i>
Dimensioni imballo	<i>204 x 73 x 53,5h Cm</i>
Peso imballo	<i>80 Kg</i>
ACCESSORI DISPONIBILI	
MIA305 – Asta flebo regolabile	MIA393 – Portarotolo lato piedi – 60 cm
MIA394 – Portarotolo lato piedi – 80 cm	MIA395 – Portarotolo lato testa – 60 cm
MIA397 – Portarotolo lato testa – 80 cm	MIA310 – Coppia sponde ribaltabili
COLORI DISPONIBILI	
MI336BLU – Blu	MI336B – Bianco
MI336N – Nero	