

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MI341	Lettino da visita medica elettrico – LYTUS Slim – con foro facciale
--------------	--

Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

Caratteristiche principali

Lettino con altezza regolabile elettricamente. Testata a cremagliera. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Ruote azionabili tramite pedalini. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Portarotolo opzionale. Piano da 62 Cm con foro facciale.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34871
Codice di classificazione EMDN – CND	V080603
Numero di repertorio	2351873

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Elettrica con motori LINAK
Peso Max	200 Kg
Classe di Isolamento	Classe 2
Parte Applicata	Tipo B
Alimentazione	220-240V AC 50 Hz 2,5A
Tensione in uscita dalla centralina	24 V DC
Classe di protezione	IP X6
Rumorosità	< 45 dB
Forza richiesta per attivazione telecomando	5 N
Inclinazione schienale	Max 60°

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle
DIMENSIONI	
Altezza	52 – 92 Cm
Ingombro massimo	184 x 62 Cm
Peso	56 Kg
Dimensioni imballo	185 x 73 x 57h Cm
Peso imballo	63 Kg
COLORI DISPONIBILI	
MI341BLU – Blu	MI341B – Bianco
MI341N – Nero	