

MI380
Lettino da visita medica elettrico – LYTUS – 68 cm
Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

Caratteristiche principali

Lettino con altezza e schienale regolabili elettricamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 11M. Portarotolo opzionale.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>34870</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>V080603</i>
Numero di repertorio	<i>2418297</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	<i>Scatola di Cartone.</i>
Movimentazione	<i>Elettrica con motori LINAK</i>
Peso Max	<i>200 Kg</i>
Classe di Isolamento	<i>Classe 2</i>
Parte Applicata	<i>Tipo B</i>
Alimentazione	<i>220-240V AC 50 Hz 2,5A</i>
Tensione in uscita dalla centralina	<i>24 V DC</i>
Classe di protezione	<i>IP X6</i>
Rumorosità	<i>< 45 dB</i>
Forza richiesta per attivazione telecomando	<i>5 N</i>
Inclinazione schienale	<i>Max 60°</i>

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	<i>Acciaio</i>
Rivestimento	<i>Poliuretano – Similpelle</i>
DIMENSIONI	
Altezza	<i>52 – 92 Cm</i>
Ingombro massimo	<i>202 x 68 Cm</i>
Dimensioni piano	<i>202 x 68 Cm</i>
Peso	<i>60 Kg</i>
Dimensioni imballo	<i>178,5 x 73 x 53,5h Cm</i>
Peso imballo	<i>68 Kg</i>
ACCESSORI DISPONIBILI	
MIA300 - Kit barre perimetrali per elevazione	MIA310 - Kit barre perimetrali per elevazione
MIA305 – Asta flebo regolabile	MIA392 – Portarotolo lato piedi
MIA396 – Portarotolo lato testa	
COLORI DISPONIBILI	
MI380BLU – Blu	MI380B – Bianco
MI380N – Nero	MI380V – Verde