

MI381 | **Letto da visita medica elettrico con ruote – LYTUS – 68 cm**
Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

Caratteristiche principali

Letto con altezza e schienale regolabili elettricamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Ruote azionabili tramite pedolini. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguento 11M. Portarotolo opzionale.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>34871</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>V080603</i>
Numero di repertorio	<i>2338468</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	<i>Scatola di Cartone.</i>
Movimentazione	<i>Elettrica con motori LINAK</i>
Peso Max	<i>200 Kg</i>
Classe di Isolamento	<i>Classe 2</i>
Parte Applicata	<i>Tipo B</i>
Alimentazione	<i>220-240V AC 50 Hz 2,5A</i>
Tensione in uscita dalla centralina	<i>24 V DC</i>
Classe di protezione	<i>IP X6</i>
Rumorosità	<i>< 45 dB</i>
Forza richiesta per attivazione telecomando	<i>5 N</i>
Inclinazione schienale	<i>Max 60°</i>

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	<i>Acciaio</i>
Rivestimento	<i>Poliuretano – Similpelle</i>
DIMENSIONI	
Altezza	<i>50 – 90 Cm</i>
Ingombro massimo	<i>202 x 72 Cm</i>
Dimensioni piano	<i>202 x 68 Cm</i>
Peso	<i>60 Kg</i>
Dimensioni imballo	<i>178,5 x 73 x 53,5h Cm</i>
Peso imballo	<i>68 Kg</i>
COLORI DISPONIBILI	
MI381BLU – Blu	MI381B – Bianco
MI381N – Nero	MI381V – Verde