

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 08 – 26.06.2026

MI381	Lettino da visita medica elettrico con ruote – LYTUS – 68 cm
--------------	---

Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.
--

Caratteristiche principali

Lettino con altezza e schienale regolabili elettricamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Ruote azionabili tramite pedalini. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Portarotolo opzionale.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34871
Codice di classificazione EMDN – CND	V080603
Numero di repertorio	2338468

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Elettrica con motori LINAK
Peso Max	200 Kg
Classe di Isolamento	Classe 2
Parte Applicata	Tipo B
Alimentazione	220-240V AC 50 Hz 2,5A
Tensione in uscita dalla centralina	24 V DC
Classe di protezione	IP X6
Rumorosità	< 45 dB
Forza richiesta per attivazione telecomando	5 N
Inclinazione schienale	Max 60°

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	<i>Acciaio</i>
Rivestimento	<i>Poliuretano – Similpelle</i>
DIMENSIONI	
Altezza	<i>50 – 90 Cm</i>
Ingombro massimo	<i>202 x 72 Cm</i>
Dimensioni piano	<i>202 x 68 Cm</i>
Peso	<i>60 Kg</i>
Dimensioni imballo	<i>178,5 x 73 x 53,5h Cm</i>
Peso imballo	<i>68 Kg</i>
COLORI DISPONIBILI	
MI381BLU – Blu	MI381B – Bianco
MI381N – Nero	MI381V – Verde