

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 06 – 26.06.2026 |

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>MI386</b> | <b>Lettino da visita medica idraulico con ruote – LYTUS – 68 cm</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

**Caratteristiche principali**

Lettino con altezza e schienale regolabili meccanicamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Ruote azionabili tramite pedalini. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Portarotolo opzionale.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Fabbricante</b>                          | MORETTI S.P.A. |
| <b>Paese di produzione</b>                  | ITALIA         |
| <b>Classe di dispositivo</b>                | Classe I       |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>       | 34871          |
| <b>Codice di classificazione EMDN – CND</b> | V080603        |
| <b>Numero di repertorio</b>                 | 2418309        |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Confezionamento</b>                        | Scatola di Cartone.               |
| <b>Movimentazione</b>                         | Meccanica tramite pompa idraulica |
| <b>Peso Max</b>                               | 180 Kg                            |
| <b>Forza richiesta per attivazione pedale</b> | 30 N                              |
| <b>Inclinazione schienale</b>                 | Max 60°                           |

**MATERIALI PRINCIPALI**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Struttura</b>    | Acciaio                  |
| <b>Rivestimento</b> | Poliuretano – Similpelle |

| DIMENSIONI                |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Altezza</b>            | <i>52 – 86 Cm</i>          |
| <b>Ingombro massimo</b>   | <i>202 x 72 Cm</i>         |
| <b>Dimensioni piano</b>   | <i>202 x 68 Cm</i>         |
| <b>Peso</b>               | <i>61 Kg</i>               |
| <b>Dimensioni imballo</b> | <i>204 x 73 x 53,5h Cm</i> |
| <b>Peso imballo</b>       | <i>69 Kg</i>               |
| COLORI DISPONIBILI        |                            |
| MI386BLU – Blu            | MI386B – Bianco            |
| MI386N – Nero             | MI386V – Verde             |