

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

MI395	Lettino da visita medica idraulico – LYTUS – 90 cm
Destinazione d'uso	
Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.	
Caratteristiche principali	
Letto con altezza e schienale regolabili meccanicamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Portarotolo opzionale.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34871
Codice di classificazione EMDN – CND	V080603
Numero di repertorio	2418317
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Meccanica tramite pompa idraulica
Peso Max	180 Kg
Forza richiesta per attivazione pedale	30 N
Inclinazione schienale	Max 60°
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle

DIMENSIONI	
Altezza	<i>52 – 86 Cm</i>
Ingombro massimo	<i>202 x 90 Cm</i>
Dimensioni piano	<i>202 x 90 Cm</i>
Peso	<i>78 Kg</i>
Dimensioni imballo	<i>204 x 94 x 53,5h Cm</i>
Peso imballo	<i>89 Kg</i>
COLORI DISPONIBILI	
MI395BLU – Blu	MI395B – Bianco
MI395N – Nero	MI395V – Verde