

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 06 – 26.06.2026	

MI396	Lettino da visita medica idraulico con ruote – LYTUS – 90 cm
--------------	---

Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

Caratteristiche principali

Lettino con altezza e schienale regolabili meccanicamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Ruote azionabili tramite pedali. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Portarotolo opzionale.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>34870</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>V080603</i>
Numero di repertorio	<i>2418322</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	<i>Scatola di Cartone.</i>
Movimentazione	<i>Meccanica tramite pompa idraulica</i>
Peso Max	<i>180 Kg</i>
Forza richiesta per attivazione pedale	<i>30 N</i>
Inclinazione schienale	<i>Max 60°</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio</i>
Rivestimento	<i>Poliuretano – Similpelle</i>

DIMENSIONI	
Altezza	52 – 86 Cm
Ingombro massimo	202 x 92 Cm
Dimensioni piano	202 x 90 Cm
Peso	78 Kg
Dimensioni imballo	204 x 94 x 53,5h Cm
Peso imballo	89 Kg
COLORI DISPONIBILI	
MI396BLU – Blu	MI396B – Bianco
MI396N – Nero	MI396V – Verde