

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

MI425	Asta da flebo in acciaio inox con base in metallo cromato
--------------	--

<i>Destinazione d'uso</i>
Dispositivo per il supporto di prodotti per infusione

Caratteristiche principali

Struttura in acciaio inox. Base in alluminio cromato a 5 razze con ruote. 4 Ganci in acciaio inox.
--

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	36069
Codice di classificazione CND – EMDN	V0899
Repertorio Dispositivi Medici	2338470

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
------------------------	---------------------

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio INOX
Base	Alluminio cromato

DIMENSIONI

Altezza	1350 – 2400 mm
Diametro tubo	25 / 21 mm
Portata Max	5 Kg per gancio