

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

MI426	Asta da flebo in acciaio inox con base in acciaio inox
<i>Destinazione d'uso</i>	
Dispositivo per il supporto di prodotti per infusione	
Caratteristiche principali	
Struttura in acciaio inox. Base in acciaio inox tubolare a 5 razzi con ruote. 4 Ganci in acciaio inox.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN – EMDN	36069
Codice di classificazione CND	V0899
Repertorio Dispositivi Medici	2458969
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio INOX
Base	Acciaio INOX (tubolare)
DIMENSIONI	
Altezza	1350 – 2400 mm
Diametro tubo	25 / 21 mm
Portata Max	5 Kg per gancio
ACCESSORI OPZIONALI	
MIA423-1	Kit 2 ruote con freno