

MI436

Asta da flebo in acciaio inox

*Destinazione d'uso*

Dispositivo per il supporto di prodotti per infusione

**Caratteristiche principali**

Struttura in acciaio inox. Base plastica a 5 razzi con ruote. 4 Ganci in materiale plastico

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	ITALIA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	36069
<b>Codice di classificazione CND – EMDN</b>	V0899
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2458990

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Confezionamento</b>	Scatola di Cartone.
------------------------	---------------------

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Acciaio INOX
<b>Base</b>	Plastica (poliammide)

**DIMENSIONI**

<b>Altezza</b>	1350 - 2400 mm
<b>Diametro tubo</b>	25 / 21 mm
<b>Portata Max</b>	5 Kg per gancio