

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 13.12.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI474	Sgabello girevole elevabile a pistone 140 mm base alluminio
-------	---

*Destinazione d'uso*

Sgabello per uso medicale

**Caratteristiche principali**

Sgabello per uso medicale. Elevazione a pistone da 140 mm. Base in alluminio diametro 50 cm. Seduta in alluminio o imbottita.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	ITALIA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	34833
<b>Codice di classificazione EMDN - CND</b>	V0899
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2517107

**CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERIALI**

<b>Confezionamento</b>	Polietilene / Scatola di Cartone.
<b>Base</b>	Alluminio
<b>Seduta</b>	Alluminio
<b>Seduta imbottita</b>	Poliuretano

**DIMENSIONI**

<b>Altezza</b>	420 – 560 mm
<b>Seduta alluminio</b>	29 Cm
<b>Seduta imbottita</b>	32 Cm

**VARIANTI**

<b>MI474A – Seduta in alluminio 29 Cm</b>	<b>MI474B – Seduta imbottita 32 Cm – Bianco</b>
<b>MI474BLU – Seduta imbottita 32 Cm – Blu</b>	<b>MI474N – Seduta imbottita 32 Cm – Nero</b>
<b>MI474V – Seduta imbottita 32 Cm – Verde</b>	