

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

MI474	Sgabello girevole elevabile a pistone 140 mm base alluminio
--------------	--

Destinazione d'uso

Sgabello per uso medicale

Caratteristiche principali

Sgabello per uso medicale. Elevazione a pistone da 140 mm. Base in alluminio diametro 50 cm. Seduta in alluminio o imbottita.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34833
Codice di classificazione EMDN - CND	V0899
Repertorio Dispositivi Medici	2517107

CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERIALI

Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Base	Alluminio
Seduta	Alluminio
Seduta imbottita	Poliuretano

DIMENSIONI

Altezza	420 – 560 mm
Seduta alluminio	29 Cm
Seduta imbottita	32 Cm

VARIANTI

MI474A – Seduta in alluminio 29 Cm	MI474B – Seduta imbottita 32 Cm – Bianco
MI474BLU – Seduta imbottita 32 Cm – Blu	MI474N – Seduta imbottita 32 Cm – Nero
MI474V – Seduta imbottita 32 Cm – Verde	

