

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 13.12.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI476	Sgabello girevole elevabile a vite 140 mm base plastica
-------	---

<i>Destinazione d'uso</i>	
Sgabello per uso medicale	

Caratteristiche principali

Sgabello per uso medicale. Elevazione a pistone da 140 mm. Base in plastica diametro 50 cm. Seduta imbottita.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34833
Codice di classificazione EMDN - CND	V0899
Repertorio Dispositivi Medici	2517115

CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERIALI

Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Base	Plastica
Seduta imbottita	Poliuretano

DIMENSIONI

Altezza	420 – 560 mm
Seduta imbottita	32 Cm

VARIANTI

MI476V – Seduta imbottita 32 Cm – Verde	MI476B – Seduta imbottita 32 Cm – Bianco
MI476BLU – Seduta imbottita 32 Cm – Blu	MI476N – Seduta imbottita 32 Cm – Nero