

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

MI477	Sgabello girevole elevabile a pistone 140 mm base plastica
--------------	---

Destinazione d'uso

Sgabello per uso medicale

Caratteristiche principali

Sgabello per uso medicale. Elevazione a pistone da 140 mm. Base in plastica diametro 50 cm. Seduta imbottita.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34833
Codice di classificazione EMDN - CND	V0899
Repertorio Dispositivi Medici	2517119

CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERIALI

Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Base	Plastica
Seduta imbottita	Poliuretano

DIMENSIONI

Altezza	420 – 560 mm
Seduta imbottita	32 Cm

VARIANTI

MI477V – Seduta imbottita 32 Cm – Verde	MI477B – Seduta imbottita 32 Cm – Bianco
MI477BLU – Seduta imbottita 32 Cm – Blu	MI477N – Seduta imbottita 32 Cm – Nero