

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

MO41xA	Paravento oscurante per letto
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio per schermare la visuale del letto durante esami od interventi sul paziente	
Caratteristiche principali	
Struttura in alluminio anodizzato. Schermi in PVC lavabile ed autoestinguente. Ruote piroettanti. Versione con 3 o 4 ante	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13514
Codice di classificazione EMDN - CND	V0899
Repertorio dei Dispositivi Medici	MO411A - 2517137
Repertorio dei Dispositivi Medici	MO415A - 2517139
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Schermi	PVC
DIMENSIONI	
Dimensione anta	55x170h cm
Larghezza base	54 Cm
Numero ante	3 o 4
VARIANTI	
MO411A – 3 Ante	MO415A – 4 Ante