

MO41xC | **Paravento oscurante per letto**
Destinazione d'uso

Ausilio per schermare la visuale del letto durante esami od interventi sul paziente

Caratteristiche principali

Struttura in acciaio verniciato. Schermi in PVC lavabile ed autoestinguente. Ruote piroettanti in plastica. Versione con 3 o 4 ante

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13514
Codice di classificazione EMDN – CND	V9099
Repertorio dei Dispositivi Medici	MO412C – 2517132
Repertorio dei Dispositivi Medici	MO414C - 2517135

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
------------------------	--

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio verniciato
Schermi	PVC

DIMENSIONI

Dimensione anta	55x170h cm
Larghezza base	54 Cm
Numero ante	3 o 4

VARIANTI

MO412C – 3 Ante	MO414C – 4 Ante
------------------------	------------------------