

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MO714	Letto in legno DENE3 3 snodi 4 sezioni
Destinazione d'uso	
Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica	
Caratteristiche principali	
Letto a 4 sezioni con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°, inclinazione sezioni con compassi metallici -45° - + 45°. Struttura in legno con piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. Completo di foro facciale, portarotolo su richiesta	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	Y181207
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	200 Kg
Dimensioni	189 x 74 x 78h Cm
Dimensioni sezioni	70 – 38 – 40 – 40 Cm
Peso	36 Kg
Inclinazione Schienale	0 – 45°
Inclinazione Segmenti	-45° +45°
Dimensioni foro facciale	13 x 20 Cm
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Legno Kotò
Piano	Legno truciolare
Rivestimento	Similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1 IM
Imbottitura	Poliuretano D25 (50mm)
Verniciatura	Prodotto all'acqua
ACCESSORI OPZIONALI	
MO728-90	Portarotolo