

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

MO715	Letto in legno DENEb cardiologia	
Destinazione d'uso		
Lettino per fisioterapia, massaggi o visita medica		
Caratteristiche principali		
Lettino con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°. Struttura in legno con piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano D25 di 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile e autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. Foro facciale e portarotolo su richiesta		
Immagine prodotto		
		
RIFERIMENTI FABBRICANTE		
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.	
Paese di produzione	ITALIA	
Classe di dispositivo 93/42	Classe I	
Codice Classificazione CND	Y181207	
Repertorio dei Dispositivi Medici	2339604	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Peso Max sopportabile	150 Kg	
Dimensioni	189 x 76 x 75h Cm	
Peso	27 Kg	
Inclinazione Schienale	0 – 45°	
MATERIALI PRINCIPALI		
Struttura	Legno Kotò	
Piano	Legno truciolare	
Rivestimento	Similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1 IM	
Imbottitura	Poliuretano D25 (50mm)	
Verniciatura	Prodotto all'acqua	
ACCESSORI OPZIONALI		
MO728-90	Portarotolo	
MO791	Foro facciale	