

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MO743	Letto in legno pieghevole POLARIS regolabile in altezza
-------	---

Destinazione d'uso

Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica

Caratteristiche principali

Letto pieghevole 2 sezioni con schienale regolabile da 0° a 45°. **Regolabile in altezza da 60-80 Cm.** Struttura in legno frassino americano con cassa in multistrato di pioppo, la durezza del legno ed i tiranti in acciaio AISI316 a 133 fili garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il letto. Imbottitura in poliuretano D25 di 3 cm. Rivestimento in similpelle lavabile e autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. **Completo di foro facciale, poggiatesta e poggia braccia e braccioli optional**

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	Y181207

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Dimensioni aperto	182 (210 con poggiatesta) x 60 (83 con braccioli) x 60-80h Cm
Dimensioni chiuso	91 x 20 x 60h Cm
Peso	14 Kg
Dimensioni foro facciale	13 x 20 Cm
Inclinazione schienale	0 – 45°

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Legno Frassino Americano
Cassa	Multistrato di Pioppo
Tiranti	Acciaio AISI316 a 133 fili
Rivestimento	Similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1 IM
Imbottitura	Poliuretano D25 (30mm)
Verniciatura	Prodotto all'acqua

ACCESSORI OPZIONALI

MO748	<i>Poggiatesta</i>
MO749	<i>Braccioli laterali</i>
MO750	<i>Poggia braccia</i>
MO755	<i>Borsa per il trasporto</i>