

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 24.10.2013	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

MO760	Paravento in legno ed MDF 3 ante
--------------	---

Destinazione d'uso

Arredamento in legno per ambulatorio medico

Caratteristiche principali

Paravento con struttura in legno e 3 ante in MDF. Verniciatura con prodotti all'acqua.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice Classificazione CND	<i>Y181207</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	<i>158 x 170h Cm</i>
Larghezza anta	<i>52,5 Cm</i>
Peso	<i>25 Kg</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Legno Kokò</i>
Ante	<i>MDF</i>

ACCESSORI OPZIONALI

MO797	<i>Anta Opzionale</i>
--------------	-----------------------