

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MO760	Paravento in legno ed MDF 3 ante
<i>Destinazione d'uso</i>	
Arredamento in legno per ambulatorio medico	
Caratteristiche principali	
Paravento con struttura in legno e 3 ante in MDF. Verniciatura con prodotti all'acqua.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	Y181207
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni	158 x 170h Cm
Larghezza anta	52,5 Cm
Peso	25 Kg
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Legno Kokò
Ante	MDF
ACCESSORI OPZIONALI	
MO797	Anta Opzionale