

<b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>	Rev. 01 – 24.10.2013	Modulo <b>STD</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>MO765</b>	<b>Paravento in legno e cotone sanforizzato 3 ante</b>
--------------	--

*Destinazione d'uso*

Arredamento in legno per ambulatorio medico

**Caratteristiche principali**

Paravento con struttura in legno e 3 ante in cotone sanforizzato. Verniciatura con prodotti all'acqua.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>ITALIA</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice Classificazione CND</b>	<i>V0899</i>

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Dimensioni</b>	<i>193 x 170h Cm</i>
<b>Larghezza anta</b>	<i>64 Cm</i>
<b>Peso</b>	<i>10 Kg</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Legno Kokò</i>
<b>Ante</b>	<i>Cotone Sanforizzato</i>

**ACCESSORI OPZIONALI**

<b>MO797</b>	<i>Anta Opzionale</i>
--------------	-----------------------