

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MO775	Carrello in legno
<i>Destinazione d'uso</i>	
Arredamento in legno per ambulatorio medico	
Caratteristiche principali	
Carrello realizzato in listellare di abete rivestito in noce tanganyika spessore 19mm. Verniciatura con prodotti all'acqua	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	V0899
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni	56 x 40 x 74,5h Cm
Peso	8 Kg ca.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Listellare di abete
Verniciatura	Prodotto all'acqua
Tubi di alluminio	10mm
VARIANTI	
MO775-2	2 Ripiani
MO775-3	3 Ripiani
MO775-C	2 Ripiani con cassetto