

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MO781	Predellino in legno ad un gradino
--------------	--

Destinazione d'uso

Arredamento in legno per ambulatorio medico

Caratteristiche principali

Predellino realizzato in legno con piano antiscivolo, verniciato con prodotti all'acqua.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice Classificazione CND	<i>V0899</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	<i>40 x 27 x 25h Cm</i>
Numero ripiani	<i>1</i>
Peso	<i>2,5 Kg ca.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Legno Kokò</i>
Verniciatura	<i>Prodotto all'acqua</i>