

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

MOV330x	Lettino da visita medica LYBRA
----------------	---------------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato all'utilizzo in diagnosi medica.

Caratteristiche principali

Lettino con schienale regolabile manualmente in inclinazione fino a 50°. Struttura perimetrale in tubolare rotondo Ø 35mm, acciaio verniciato, gambe Ø 30mm fissate alla struttura tramite viti, montaggio facile e veloce. N.4 piedini regolabili. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34873
Codice di classificazione EMDN – CND	V080603
Repertorio Dispositivi Medici	2423044

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Peso Max	180 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle

DIMENSIONI

Altezza	185 x 60 x 79 cm
Peso	33 Kg
Tubo	Diametro 35/30mm

VARIANTI

MOV330BLU – Blu	MOCV30B – Bianco
MOV330N – Nero	