

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

MOV340x	Lettino da visita medica RYSEL fisio
----------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato all'utilizzo in diagnosi medica e/o trattamenti fisioterapici..

Caratteristiche principali

Lettino con schienale regolabile manualmente in inclinazione fino a 50°. Struttura perimetrale in tubolare rettangolare 40x25mm, acciaio verniciato, gambe in tubolare ovale 50x25mm fissate alla struttura tramite viti, dal montaggio facile e veloce. N.2 piedini regolabili. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1M.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34873
Codice di classificazione EMDN – CND	V080603
Repertorio Dispositivi Medici	2423048

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Peso Max	180 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle

DIMENSIONI

L x P x H	180 x 75 x 79 cm
Peso	40 Kg
Tubo	Ovale 40x25 / 50x25

VARIANTI

MOV340BLU – Blu	MOV340B – Bianco
MOV340N – Nero	