

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.20262

MOV350x	Lettino da visita medica 3 sezioni RYSEL
----------------	---

Destinazione d'uso

I letti da visita medica Moretti sono destinati all'utilizzo nella diagnosi e nei trattamenti fisioterapici di breve durata.

Caratteristiche principali

Lettino a tre sezione con schienale regolabile manualmente in inclinazione fino a 70° e pediera ad abbattimento manuale fino a 90°. Struttura perimetrale in tubolare rettangolare, acciaio verniciato, gambe fissate alla struttura tramite viti, montaggio facile e veloce. N.4 piedini regolabili. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34873
Codice di classificazione EMDN – CND	V080603
Repertorio Dispositivi Medici	2205693

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Peso Max	180 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Rivestimento	Similpelle
Imbottitura	Poliuretano densità 25

DIMENSIONI

Dimensioni piano	185 x 60 x 83 cm
Peso	32 Kg
Tubolare perimetrale	50 x 25 mm

VARIANTI

MOV350BLU – Blu	MOV350B – Bianco
MOV350N – Nero	