

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 18.05.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MOV355x	Letto da visita medica 3 sezioni RYGEL ginecologico
---------	---

Destinazione d'uso

I letti da visita medica Moretti sono destinati all'utilizzo nella diagnosi e nei trattamenti fisioterapici di breve durata.

Caratteristiche principali

Letto a tre sezioni con schienale regolabile manualmente in inclinazione fino a 70° e pediera ad abbattimento manuale fino a 90°. Struttura perimetrale in tubolare rettangolare, acciaio verniciato, gambe fissate alla struttura tramite viti, montaggio facile e veloce. N.4 piedini regolabili. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM. Bacinella INOX raccogli liquidi estraibile. Reggicoste anatomico in PU stampato orientabili

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34873
Codice di classificazione EMDN – CND	V080603
Repertorio Dispositivi Medici	2205697

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Peso Max	180 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Rivestimento	Similpelle
Imbottitura	Poliuretano densità 25

DIMENSIONI

Dimensioni piano	185 x 60 x 83 cm
Ingombro di larghezza (con reggicoste)	78 cm
Peso	36 Kg
Tubolare perimetrale	50 x 25 mm

VARIANTI	
MOV350BLU – Blu	MOV350B – Bianco
MOV350N – Nero	