

**MP095**      **Letto per degenza a due manovelle piano rete regolabile – IBISCO**
**Destinazione d'uso**

Letto per degenza ospedaliera o domiciliare

**Caratteristiche principali**

Letto a 2 manovelle e quattro sezioni. Struttura in tubolare di acciaio, verniciato a polveri con rete di acciaio elettrosaldato, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso. Piano rete regolabile in altezza in quattro posizioni diverse. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione. Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con azionamenti a vite e madrevite completamente in acciaio e manovelle ripiegabili a scomparsa.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI SPA
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	30031
<b>Codice di classificazione EMDN – CND</b>	V080602
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	2428587
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	18.12.07.006
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	18.12.07.003
<b>Norma tecnica di riferimento</b>	EN 60601-2-52

**PESO E DIMENSIONI**

<b>Dimensioni massime letto</b>	90 x 204 Cm
<b>Dimensioni piano rete</b>	89 x 198 Cm
<b>Altezza rete</b>	32 – 52 (quattro posizioni)
<b>Altezza testata</b>	93 Cm
<b>Peso Max Paziente</b>	135 Kg
<b>Carico di lavoro in sicurezza</b>	170 Kg
<b>Peso Netto</b>	39 Kg
<b>Volume</b>	0,35 Mc
<b>Inclinazione schienale</b>	0-80° +/-5°
<b>Inclinazione poggia gambe</b>	0-40° +/-5°

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Acciaio</i>
<b>Verniciatura</b>	<i>Polvere epossidica</i>
<b>Testate e pediere</b>	<i>Pannello MDF (Nobilitato)</i>

**ACCESSORI**

<b>MI095</b>	<i>Alzamalati da letto</i>
<b>MI097</b>	<i>Alzamalati da letto con base</i>
<b>MP180</b>	<i>Sponde da letto ribaltabili in alluminio</i>
<b>MP181</b>	<i>Sponde da letto ribaltabili in acciaio</i>
<b>MPR051</b>	<i>Kit 4 Ruote piroettanti con freno</i>