

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 15.09.2014	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

MP310	Parasponda in Poliuretano con cinghie - MOPEDIA
--------------	--

Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per alleviare la degenza dei pazienti.

Caratteristiche principali

Parasponda in PU per supporto a pazienti durante la degenza.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI SPA</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>41571</i>
Codice di classificazione CND	<i>V0803</i>

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Composizione interna	<i>Poliuretano</i>
Rivestimento	<i>Polistesere</i>

MISURE

Larghezza	<i>134 Cm</i>
Profondità	<i>33 Cm</i>
Altezza	<i>3 Cm</i>