

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 19.04.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RA514	Apribocca elicoidale
<i>Destinazione d'uso</i>	
Apribocca per intubazione	
Caratteristiche principali	
Apribocca a vite elicoidale tipo MAUNDER in policarbonato	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	HEADSTAR MEDICAL PRODUCTS CO. LTD.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	16197
Codice di classificazione CND	R9001
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misure disponibili	Unica
Lattice / Ftalati	Assenti
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Composizione	Policarbonato