

**RC340**      **Sedia comoda ad auto spinta posteriore**
**Destinazione d'uso**

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a molla. Seduta e schienale anatomici e rimovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiatesta e poggiatesta regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 2 ruote Ø 60cm con freno a lamina e 2 ruote piroettanti Ø 20cm. WC estraibile e lavabile.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice GMDN</b>	<i>41619</i>
<b>Codice Classificazione CND</b>	<i>Y122106</i>
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	<i>2302934</i>
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	<i>12.21.06.003</i>
<b>Codice nomenclatore</b>	<i>09.12.03.012</i>
<b>Norma tecnica di riferimento</b>	<i>UNI EN 12182</i>
<b>Resistenza al fuoco</b>	<i>EN 1021-1 / 2</i>

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Ruote</b>	<i>60Cm posteriori 20Cm anteriori</i>
<b>Peso Max sopportabile</b>	<i>135 Kg / 180 Kg</i>
<b>Braccioli</b>	<i>Ribaltabili ed estraibili</i>
<b>Pedane</b>	<i>Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza con poggiatesta.</i>















**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Schienale</b>	<i>Reclinabile ed estraibile</i>
<b>Reclinazione</b>	<i>Da 0 a 45°</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
<b>Misure disponibili</b>	<i>38 – 40 – 43 – 46 – 48 – 50 Cm</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Acciaio verniciato</i>
<b>Seduta</b>	<i>Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile</i>
<b>Ruote</b>	<i>Poliuretano</i>

**PESO E DIMENSIONI**

Misure in cm*														
<b>RC340-40</b>	124	97	48	106	76	55	43-54,5	40	62	65	41,5	22,5 Kg	60	20
<b>RC340-43</b>	124	97	48	106	76	55	43-54,5	43	62	68	44,5	23 Kg	60	20
<b>RC340-46</b>	124	97	48	106	76	55	43-54,5	46	62	71	47	23,5 Kg	60	20
<b>RC340-48</b>	124	97	48	106	76	55	43-54,5	48	62	73	49,5	24 Kg	60	20
<b>RC340-50</b>	124	97	48	106	76	55	43-54,5	50	62	75	51,5	24,5 Kg	60	20

**ACCESSORI OPZIONALI**

<b>RCA300</b>	BRACCIOLI ELEVABILI
<b>RCA305</b>	FIANCHETTI IMBOTTITI
<b>RCA310</b>	POGGIATESTA REGOLABILE IN ALTEZZA
<b>RCA316</b>	DIVARICATORE
<b>RCA330</b>	PELOTTE TORACICHE
<b>RCA120</b>	ASTA DA FLEBO REGOLABILE
<b>RCA136</b>	PORTA BOMBOLA OSSIGENO IN TESSUTO
<b>CBR500</b>	TAVOLINO LINEARE
<b>CAR525</b>	TAVOLINO SAGOMATO
<b>RP246</b>	CINTURA DI SICUREZZA TIPO AUTO
<b>RP248</b>	CINTURA DI SICUREZZA CON FIBBIA A SCATTO