

**RC400**      **Carrozzina a spinta a telaio rigido**
**Destinazione d'uso**

Ausilio per mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Carrozzina a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri antiruggine. Seduta e schienale fissi anatomici con rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiatesta regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. Braccioli imbottiti e ribaltabili. 2 ruote posteriori medie Ø 30cm con freno a lamina e 2 ruote anteriori piroettanti Ø 20cm.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Fabbricante</b>                       | MORETTI S.P.A. |
| <b>Paese di produzione</b>               | CINA           |
| <b>Classe di dispositivo</b>             | Classe I       |
| <b>Codice GMDN</b>                       | 41619          |
| <b>Codice Classificazione CND</b>        | Y122103        |
| <b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b> | 2070535        |
| <b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>     | 12.21.06.003   |
| <b>Codice nomenclatore</b>               | 12.22.18.006   |
| <b>Resistenza al fuoco</b>               | EN 1021-1 / 2  |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Ruote</b>                 | 30Cm posteriori 20Cm anteriori                   |
| <b>Peso Max sopportabile</b> | 135 Kg   |
| <b>Braccioli</b>             | Ribaltabili                                      |
| <b>Pedane</b>                | Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza. |

| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
|--------------------------|--|
| Schienale                | <i>Fisso imbottito</i>                               |
| Sedile                   | <i>Rigido imbottito anatomico</i>                    |
| Confezionamento          | <i>Polietilene Scatola di cartone.</i>               |
| Larghezze disponibili    | <i>40 – 43 – 45 – 48 Cm</i>                          |
| Profondità disponibili   | <i>43 Cm</i>   |
| MATERIALI PRINCIPALI     |  |
| Struttura                | <i>Acciaio verniciato</i>                            |
| Seduta                   | <i>Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile</i> |
| Ruote                    | <i>Poliuretano</i>                                   |
| ACCESSORI OPZIONALI      |  |
| CPR150                   | <i>Ruotine antiribaltamento</i>                      |